

健康で快適な生活を提案する

マルタカ

足を愛しむあなたに

溜まったらマッサージ、
きれいに残さずマッサージ。

ふくら脛も、足裏も、みんな満足。
はじめてのウイング型マッサージャー、
この心地よさは感動です。

Celevita

セレヴィータ



家庭用電気マッサージ器 医療機器認証番号:219AGBZX00060000

足裏ローラー老舗のマルタカから、新登場 ～今度は、ふくら脛も～

疲れが溜まったら、きれいに残さずマッサージ。
ソフトなあたりでガッツリ効きます。



ふくら脛マッサージ

マルタカ独自の翼のように動くモミボードが、しっかりと手掌で挟み込むようにふくら脛をモミあげます。



3つの自動コース

①軽いタッチのタッピング ②リズムカルな押圧
③ギュとふくら脛つかみモミ
多彩なマッサージを組み合わせた3つの自動コースをご用意しました。



甲 & 側面ホールド

くるぶしの後から甲まで、手で包むように圧迫。同時施療で足裏マッサージの効果も高まります。



つま先ほぐしモミ

足指を開き伸ばしながら、上下からほぐしモミ。クイクイと効くほぐしモミは巧妙テクニックです。



足裏マッサージ

疲れの溜まる土踏まずをグイッと押して、足裏全体をくまなく丁寧にマッサージします。

お好みにより「速度」ボタン、「自動」ボタンを押して動作を選択してください。



◎「速度」選択コースは、一定の動作を繰り返すマッサージです。

動作の速さを変更したいときは「速度」ボタンを押してください。押すたびに1段階ずつ3段階で速度が変わります。

◎「自動」コースは、効果的な動作を組み合わせた自動プログラムです。

押すたびに3種類の自動コースが切り替わります。

※オートタイマーにより、マッサージは約10分間で自動的に終了します。

途中で動作を止めたいときは「ON/OFF」ボタンを押してください。収納位置(もみが開いた状態)で止まります。



足の出し入れが楽な背面オープン仕様、しかも静音設計です。

医療機器の区分	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器(JMDN:34662000)
販売名	セレヴィータ
機種名	RF02M
本体寸法	幅530mm×奥行415mm×高さ470mm
本体重量	約14kg
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	50W
定格時間/タイマー	30分/10分
医療機器認証番号	219AGBZX00060000
JANコード	4969173315013
安全装置	過熱防止装置、過電流保護装置、10分オートタイマー
標準小売価格	140,000円(税別)