


電位・温熱組合せ家庭用医療機器 *Flores*<sup>Plus</sup>  
フローレスプラス

MARUTAKA

「高周波電位」と「温熱」の組合せで、  
これからは、寝ながら健康づくり。



*Flores*<sup>Plus</sup>  
フローレスプラス

# 業界初、「高周波電位」と「温熱」のダブル治療で、すこやかな暮らし。


過労やストレスなどで乱れがちな現代人の健康に効果的な「電位治療」。  
電熱により身体を温める「温熱治療」。  
フローレスプラスは、このふたつの働きを組合せた業界初の治療器です。  
これからは、ゆったりと横になって、毎日の健康づくりを。

## 高周波電位の働きとは。

通常の50/60Hzより、100倍近い高い周波数5400Hzの振動電界が、身体全体を包み込み、高速に身体を刺激します。また、高周波電位では、高電圧電位特有のビリッとする不快感が低減されています。

### ● 体調に合わせて3つのコースが選べます。

高周波電位と温熱を繰り返す「組合せコース」。冷えた足や腰には温熱のみの「あたたかコース」。高周波電位治療の「さわやかコース」。季節や体調に合わせて、3種類の自動コースが選べます。上手に使い分けて、すこやかな毎日を。



### ● より心地よく。きめ細かな3種類の温熱バランス調節。

身体全体に心地いい「全面」をはじめ、上半身より下半身が中心の「背中弱」、下半身の血流を促す「足元」と、3種類の温熱が選べます。



### ● 温かさはお好みの温度に調節可能。

### ● すぐ温まる「急速温め機能」。


### ● 遠赤綿でより暖かく。

こんな方におすすめします。

- ◎肩こりをやわらげたい ◎腰や足がだるい ◎頭痛を緩和したい
- ◎神経痛・筋肉痛を緩和したい ◎冷え性をなんとかしたい
- ◎慢性便秘で悩んでいる ◎ぐっすり眠りたい ◎ストレスを感じる


● 新素材「E-COREクッション」など寝心地を、徹底追求。

すぐれた体圧分散効果がある新素材「E-COREクッション」を採用。床ずれ・腰痛対策に、念には念を入れしました。また、快眠をとことん考えた12層構造。通気性がよく、アレルギー物質を含まないなど、健康への配慮も万全です。



● 見やすく、使いやすい大型カラー液晶コントローラー。

治療モードが、図解と大きな数字でひと目でわかるバックライト付き大型カラー液晶。タイマーや室温センサーも搭載して、より使いやすく。どなたでも、より簡単に安心してお使いいただけます。



● 磁界の影響を大幅に低減するMFCヒーター採用。

● ひとりでもゆったり使えるダブルサイズもご用意。

電位・温熱組合せ治療器の進化形、フローレスプラス。



本体

コントローラー



付属シート

医療機器の区分	管理医療機器
一般名称	電位・温熱組合せ家庭用医療機器(JMDNコード:71001000)
販売名	フローレス プラス
機種名	シングルサイズ : HIM3MS ダブルサイズ : HIM3MD
本体寸法	シングルサイズ : 幅1000mm×長さ2000mm ダブルサイズ : 幅1400mm×長さ2000mm
本体重量	シングルサイズ : 本体マット部 約8kg ダブルサイズ : 本体マット部 約11kg
付属コントローラー質量	約800g
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	電位治療:2.5W 温熱治療:150W
タイマー	電位治療:8時間 温熱治療:8時間 電位・温熱組合せ治療:最長10時間
医療機器認証番号	226AKBZX00117A02
JANコード	HIM3MS:4969173228214 HIM3MD:4969173228221
安全装置	タイマー 感熱線式によるサイリスタON-OFF制御 制御回路異常時、電流ヒューズ溶断 本体局所異常加熱時、温度ヒューズ溶断 感熱線断線時、検知回路により動作OFF
標準小売価格	HIM3MS 348,000円(税別) HIM3MD 435,000円(税別)