



SYNCA

ジョンソンヘルスケア株式会社

〒564-0044 大阪府吹田市南金田2丁目2番7号

☎ 0120-000-677

www.synca-wellness.jp



※本カタログの内容は2020年9月現在のものです。 ※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。




FOOT MASSAGER **nest**

フットマッサージャー | ネスト


SYNCA

強めの「痛い!」が、気持ちいい。



3Dマッサージ

様々なマッサージ技法を研究し開発された3Dマッサージで家にいながら本格マッサージ。



選べるもみ玉の高さ

使う人のふくらはぎに合わせ、もみ玉のあたる高さを4段階で調節できます。



選べる強さ

ふくらはぎと足裏にあたるもみ玉の強さを好みにあわせ4段階で調節できます。



ヒーター機能付き

ふくらはぎや足裏を温めるヒーター機能により効果的なマッサージをサポートします。

足裏

足裏マッサージで全身健康

足裏は「反射区」と呼ばれる

全身の臓器や器官と繋がった末梢神経が集中する場所。

足裏をマッサージすることで


繋がりのある臓器や器官に働きかける作用があるとされています。



足裏もみメカによる 力強いマッサージ

足用マッサージ機器の多くはエアバッグによるやさしいマッサージですが、本製品はエアバッグに加え、当社独自開発の「足裏もみメカ」による、**つま先、土ふまず、かかとの3点を刺激する力強いマッサージ。**

ゴリゴリともみほぐす強めのマッサージが疲れた足に効きます。




ふくらはぎまで、しっかりもみほぐし

こだわったのはふくらはぎまでのもみほぐし。
エアバッグだけの従来品では満足出来ない
お客様の声に応じて
当社独自開発した「ふくらはぎもみメカ」は
まるでエステサロンでの施術のような
しっかりとした搾り上げ。
血行を促進して
たまった足の疲れを癒します。



↓ふくらはぎ全体のマッサージポイントをなぞるように力強く刺激します



POINT

選べる多彩な5つのコース

もみほぐし、ツボ押し、ローリングなどを含む多彩な5つのマッサージコース。
その日の気分や疲れにあわせたマッサージを楽しむことができます。

あしうら
集中コース



あしうらを
集中マッサージ

ふくらはぎ
集中コース



ふくらはぎを
集中マッサージ

くつろぎ
コース

マッサージ強度
(弱)

癒しの優しい
マッサージ

いきいき
コース

マッサージ強度
(中)

ほどよい
マッサージ

ひきしめ
コース

マッサージ強度
(強)

強くもみほぐし
刺激します

POINT

マッサージの速さと強さ、お好みのまま

本体の操作パネルでマッサージの速さと強さを調節できます。
しっかりマッサージも優しいマッサージも思いのまま。

POINT

ヒーター機能で、ホットマッサージ

ふくらはぎや足裏をじんわり温めるヒーター機能で、より効果的な
マッサージをサポートします。
ヒーターのON/OFFはボタン操作で簡単に切り替えます。

POINT

使う人にあわせて、ふくらはぎの高さ調整

使う人のふくらはぎにあわせて、もみ玉がふくらはぎにあたる最高
到達位置を調節できます。



操作パネル



シンカフットマッサージャーは、全世界の工業製品等を対象に優れたデザインを選定する、ドイツの最高峰デザイン賞「iFデザイン賞」を受賞しました。



明日の足は、きっと軽やか。



SYNCA

FOOT MASSAGER nest



製品仕様

販売名 フットマッサージャー FM210

カラー ■ベージュ、■レッド

医療機器認証番号 228AGBZX00088000

医療機器分類 管理医療機器


使用目的又は効果 あんま、マッサージの代用
一般家庭で使用すること

電源 AC100V 50/60Hz

定格消費電力 最大80W (ヒーター消費電力30W)

定格時間 約15分

寸法 約 W490 x D590 x H488 mm



質量 約18kg

電気代の目安 約32.4円/月

※毎日30分を30日使用した場合。電力料金目安単価27円/kWh(税込)で算出。



■ベージュ



※付属の防塵カバー装着時



■レッド



※付属の防塵カバー装着時